


ПИНЦЕТЫ


ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ DOUBLE FIXATION FORCEPS

прямой, бранши плоские,
две точки фиксации
зубцы 1x2 - 0,4 мм
ширина бранш 9 мм
длина общая 82 мм

M 301




Ss



ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ DRESSING FORCEPS STRAIGHT

анатомический прямой,
бранши плоские,
площадки с рифлением 4 мм
ширина губок 0,4 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

M 308.4; M 308.4 T




Ss T



ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ FORCEPS

ювелирный
бранши плоские
рабочая часть острая
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

M 308.5 T




T



ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ FIXATION FORCEPS

хирургический,
атравматический,
бранши плоские,
ширина губок 4 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 103 мм

M 328.1



Ss




ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ SUTURE REMOVING FORCEPS

М 320; М 320 Т

удерживает медицинскую нить
"десять нулей" на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм min

Ss T



для удаления швов,
бранши плоские,
зубцы острые отогнутые 1x1 - 0,5 мм
ширина бранш 9 мм
длина общая 73 мм


ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ DRESSING FORCEPS WITH SERRATIONS, STRAIGHT

анатомический, прямой,
бранши плоские
длина рифления 12 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss T




М 358; М 358 Т; М 358 D




ширина губок 0,4 мм

М 358.1; М 358.1 Т




ширина губок 1,0 мм

М 358.2; М 358.2 Т



ширина губок 1,4 мм

М 358.3; М 358.3 Т



ширина губок 2,0 мм


ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ DRESSING FORCEPS WITH SERRATIONS

анатомический, с насечкой,
бранши плоские
длина рифления 12 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss T




М 358.02; М 358.02 Т




рабочие концы
изогнуты по радиусу,
ширина губок 0,4 мм

М 358.1.2; М 358.1.2 Т



рабочие концы
изогнуты по радиусу,
ширина губок 1,0 (0,8) мм

М 358.2.4; М 358.2.4 Т




рабочие концы
отогнуты на 40°,
ширина губок 1,0 мм

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ SUTURE FORCEPS


удерживает медицинскую нить
"десять нулей" на всей длине
смыкания рабочих концов - 8 мм min

Ss T D



бранши круглые
ширина концов 0,3 мм
диаметр бранш 6 мм
длина общая 98 мм

**М 302; М 326 Т;
М 302 D** - покрытие DLC




рабочие концы
отогнуты на 40°

**М 302.2; М 326.2 Т;
М 302.2 D** - покрытие DLC



рабочие концы
изогнуты по радиусу

**М 303; М 326.1 Т;
М 303 D** - покрытие DLC



рабочие концы прямые

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ SUTURE FORCEPS


удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 8 мм min

Ss T D

бранши плоские
ширина концов 0,3 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм




**M 308; M 308 T;
M 308 D** - покрытие DLC




рабочие концы прямые

**M 308.2; M 308.2 T;
M 308.2 D** - покрытие DLC



рабочие концы
изогнуты по радиусу

**M 309; M 309 T;
M 309 D** - покрытие DLC



рабочие концы
отогнуты на 40°

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ TYING FORCEPS ANGLED


удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 8 мм min

Ss T

бранши круглые
ширина концов 0,3 мм
диаметр бранш 8 мм
длина общая 100 мм




M 314; M 314 T



рабочие концы
отогнуты на 40°

M 315; M 315 T



рабочие концы прямые

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ TYING FORCEPS LONG SIZE


удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 8 мм min

Ss T

бранши плоские
ширина концов 0,5 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм




M 318; M 318 T




рабочие концы прямые

M 318.2; M 318.2 T



рабочие концы
изогнуты по радиусу


M 319; M 319 T






рабочие концы
отогнуты на 45°

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ SUTURE FORCEPS



удерживает медицинскую нить “десять нулей”
на всей длине смыкания рабочих концов - 8 мм min.
бранши плоские
ширина концов 0,3 мм
ширина бранш 9 мм
длина общая 80 мм



<p>М 330; М 330 Т</p>  <p>рабочие концы отогнуты на 40°</p>	<p>М 330.1; М 330.1 Т</p>  <p>рабочие концы прямые</p>	<p>М 330.2; М 330.2 Т</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>
---	--	--

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ PAUFIQUE SUTURING FORCEPS

по «Пауфику», прямой,
удерживает медицинскую нить “десять нулей”
на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min.
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,5 (0,3; 0,2) мм
ширина бранш 10 мм
длина общая 87 мм



ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ TYING FORCEPS

деликатный,
удерживает медицинскую нить “десять нулей”
на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min.
бранши плоские
ширина рабочих концов 0,25 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 75 мм



<p>М 342.7 Т</p>  <p>рабочие концы прямые</p>	<p>М 342.8 Т</p>  <p>рабочие концы отогнуты на 40° на длине 6 мм</p>	<p>М 342.9 Т</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>
---	--	---


ПИНЦЕТ «ИРИС» IRIS FORCEPS

шовный,
удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм min,
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,1 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 80 мм

Ss T




M 346; M 346 T




рабочие концы отогнуты
на 40° на длине 7 мм

M 346.1; M 346.1 T



рабочие концы прямые

M 346.2; M 346.2 T



рабочие концы
изогнуты по радиусу


ПИНЦЕТ «ИРИС» IRIS FORCEPS

шовный, деликатный,
удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм min,
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,065 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 80 мм

Ss T




M 346.6; M 346.6 T




рабочие концы отогнуты
на 40° на длине 7 мм

M 346.61; M 346.61 T



рабочие концы прямые

M 346.62; M 346.62 T



рабочие концы
изогнуты по радиусу


ПИНЦЕТ “ИРИС” IRIS FORCEPS

удерживает медицинскую нить “десять нулей”
на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min.
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,065 мм
ширина бранш 4 мм
длина общая 75 мм

Ss T




M 349; M 349 T




рабочие концы отогнуты
на 45° на длине 5 мм

M 349.1; M 349.1 T



рабочие концы прямые

M 349.2; M 349.2 T



рабочие концы
изогнуты по радиусу


ПИНЦЕТ КАПСУЛЬНЫЙ MICRO SUTURE FORCEPS

удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min

Ss T

бранши плоские
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 75 мм




<p>M 323; M 323 T</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу, ширина - 0,1 мм</p>	<p>M 323.3; M 323.3 T</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу, с отогнутым кончиком, ширина - 0,2 мм</p>	<p>M 325; M 325 T</p>  <p>рабочие концы прямые, ширина - 0,1 мм</p>
--	--	--




ПИНЦЕТ КАПСУЛЬНЫЙ SUTURE FORCEPS ANGLED

удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм min

Ss T

бранши плоские,
ширина концов 0,2 мм
ширина бранш 9 мм
длина общая 80 мм




<p>M 327; M 327 T</p>  <p>рабочие концы отогнуты на 40°</p>	<p>M 327.1; M 327.1 T</p>  <p>рабочие концы прямые</p>	<p>M 327.2; M 327.2 T</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>	<p>M 327.3; M 327.3 T</p>  <p>рабочие концы изогнуты по радиусу, с отогнутым кончиком</p>
---	--	--	---

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ CORNEAL FORCEPS


удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,2 мм
(зубцы 1x2 - **0,12** мм и **0,1** мм по требованию заказчика)
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 73 мм

Ss T



рабочие концы с платформой

M 304; M 304 T




рабочие концы прямые

M 313; M 313 T




рабочие концы
изогнуты по радиусу

M 304.4; M 304.4 T



рабочие концы прямые

M 313.4; M 313.4 T



рабочие концы
изогнуты по радиусу


ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ CORNEAL FORCEPS

удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,2 мм
(зубцы 1x2 - **0,12** мм и **0,1** мм по требованию заказчика)
рабочие концы изогнуты по радиусу, с отогнутым кончиком “Колибри”
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 73 мм


Ss T



M 305; M 305 T



M 305.4; M 305.4 T



рабочие концы
с платформой

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ CORNEAL FORCEPS


удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min

Ss T

бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,2 мм
ширина бранш 9 мм
длина общая 80 мм



M 332; M 332 T




рабочие концы прямые

M 333; M 333 T



рабочие концы изогнуты
по радиусу

M 334; M 334 T



рабочие концы изогнуты
по радиусу, с отогнутым
кончиком “Колибри”

ПИНЦЕТ «ИРИС» IRIS FORCEPS

бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,12 мм
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 70 мм

Ss



<p>M 310</p> <p>рабочие концы прямые</p>	<p>M 311</p> <p>рабочие концы отогнуты на 40°</p>	<p>M 311.2</p> <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>
---	--	--

ПИНЦЕТ «ИРИС» IRIS FORCEPS

бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,12 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 70 мм

Ss



<p>M 342</p> <p>рабочие концы отогнуты на 40° на длине 7 мм</p>	<p>M 342.1</p> <p>рабочие концы прямые</p>	<p>M 342.2</p> <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>
--	---	--

ПИНЦЕТ «ИРИС» IRIS FORCEPS WITH SERRATIONS

деликатный, для радужной оболочки,
бранши плоские
ширина рабочих концов 0,2 мм
длина рифления 4 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 75 мм

T




<p>M 346.7 T</p> <p>рабочие концы прямые</p>	<p>M 346.8 T</p> <p>рабочие концы отогнуты на 40°</p>
---	--

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ СКЛЕРАЛЬНЫЙ SCLERAL FORCEPS

бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,7 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss T D



<p>M 306; M 307 T; M 306 D - покрытие DLC</p> <p>рабочие концы прямые</p>	<p>M 306.2; M 307.2 T; M 306.2 D - покрытие DLC</p> <p>рабочие концы изогнуты по радиусу</p>	<p>M 306.3; M 307.3 T; M 306.3 D - покрытие DLC</p> <p>рабочие концы отогнуты на 40°</p>
--	---	---

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
SCLERAL FORCEPS STRAIGHT

М 329; М 329 Т

Ss T


для завязывания нитей,
 удерживает медицинскую
 нить “восемь-десять нулей”
 на всей длине смыкания
 рабочих концов - 8 мм min,
 бранши плоские,
 зубцы 1x2 - 0,7 мм
 ширина бранш 8 мм
 длина общая 100 мм




ПИНЦЕТ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
SCLERAL FORCEPS

бранши плоские,
 зубцы 1x2 - 0,5 мм
 ширина бранш 9 мм
 длина общая 82 мм

Ss



М 331; М 331 Т




рабочие концы прямые

М 331.2; М 331.2 Т



рабочие концы
 изогнуты по радиусу

М 331.3; М 331.3 Т




рабочие концы
 отогнуты на 40°


ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
SCLERAL FORCEPS STRAIGHT

бранши круглые
 диаметр бранш 6 мм
 длина общая 100 мм

Ss T




М 337; М 335 Т



зубцы 1x2 - 0,7 мм

М 338; М 336 Т



зубцы 1x2 - 0,5 мм


ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
SCLERAL FORCEPS STRAIGHT

бранши плоские
 ширина бранш 6 мм
 длина общая 70 мм

Ss T




М 347; М 347 Т



зубцы 1x2 - 0,7 мм

М 348; М 348 Т



зубцы 1x2 - 0,5 мм


ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ CORNEAL FORCEPS CURVED

роговично-склеральный,
удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min
с отогнутым кончиком,
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,4 мм
(зубцы 1x2 - **0,3** мм по требованию заказчика)
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 73 мм


Ss T



M 340; M 340 T



M 305.5; M 305.5 T



рабочие концы с платформой

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ FORCEPS

компрессионный для отслойки,
удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм,
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,2 мм
ширина бранш 10,5 мм
длина общая 73 мм

M 305.3 T




T




ПИНЦЕТ СКЛЕРАЛЬНЫЙ PAUFIQUE SCLERAL FORCEPS

по «Пауфику», прямой,
удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм,
бранши плоские
зубцы 1x2 - 0,5 (0,7) мм
ширина бранш 10 мм
длина общая 87 мм

M 381 T



T



ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
CAPSULORECSIS FORCEPS ANGLED

позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы 2,0 - 3,5 мм

бранши плоские,
рабочие концы отогнуты на 40°
ширина бранш 6 мм
длина общая 70 мм

Ss




<p>M 345</p>  <p>пинцет для капсулорексиса</p>	<p>M 345.2</p>  <p>пинцет UTRATA для капсулорексиса</p>	<p>M 345.3</p>  <p>пинцет для обратного капсулорексиса</p>
--	---	---

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
CAPSULORECSIS FORCEPS ANGLED

позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы 2,0 - 3,5 мм
материал: нержавеющая сталь
рабочие концы отогнуты на 40°
длина общая 108 мм

Ss



бранши плоские, ширина бранш 8 мм

<p>M 375</p>  <p>пинцет для капсулорексиса</p>	<p>M 375.2</p>  <p>пинцет UTRATA для капсулорексиса</p>	<p>M 375.3</p>  <p>пинцет для обратного капсулорексиса</p>
--	---	---


T



бранши круглые

<p>M 376.121 T</p>  <p>пинцет для капсулорексиса</p>	<p>M 376.124 T</p>  <p>пинцет UTRATA для капсулорексиса</p>
--	---


ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА
CAPSULORECSIS FORCEPS ANGLED



шарнирного типа, с зубчиками,
бранши круглые, диаметр 8 мм,
деликатные заостренные кончики
длиной 11 мм
длина общая 120 мм

Ss

M 375.104



Ss


M 375.391



ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ «ИОЛ»
FORCEPS DESIGNED TO INSTALL INTRAOCULAR LENSES

М 342.10

для имплантации факичной ИОЛ «Staar»
 материал: нержавеющая сталь,
 бранши плоские, ширина 8 мм
 рабочие части круглые Ø 0,3 мм на концах, отогнуты на 40°
 длина общая 76 мм



ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ «ИОЛ»
FORCEPS DESIGNED TO INSTALL INTRAOCULAR LENSES

М 350; М 350 Т

для фиксации дужек ИОЛ,
 бранши плоские
 ширина бранш 8 мм
 длина общая 90 мм



ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ «ИОЛ»
FORCEPS DESIGNED TO INSTALL INTRAOCULAR LENSES

М 363; М 363 Т

для имплантации гибких гидрофобных ИОЛ,
 бранши плоские,
 рабочие концы изогнуты по форме ИОЛ
 длина концов 10 мм
 ширина бранш 8 мм
 длина общая 100 мм



ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ «ИОЛ»
FORCEPS DESIGNED TO INSTALL INTRAOCULAR LENSES

М 364; М 364 Т

для имплантации гибких гидрофильных ИОЛ,
 бранши плоские,
 рабочие концы изогнуты по форме ИОЛ
 длина концов 10 мм
 ширина бранш 8 мм
 длина общая 100 мм





ПИНЦЕТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ «ИОЛ»
IOL LOADING FORCEPS

М 370; М 370 Т;
М 370 D - покрытие DLC

для установки ИОЛ в
картриджи А, В, С, D Alcon

бранши плоские
рабочие концы прямые, с пазами
ширина бранш 8 мм
длина общая 120 мм

Ss T D




ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ
SUTURE FORCEPS


удерживает медицинскую нить “восемь-десять нулей”
на всей длине смыкания рабочих концов - 8 мм min

бранши круглые
ширина концов 0,3 мм
диаметр бранш 8 мм
длина общая 150 мм

Ss



М 316




рабочие концы прямые

М 316.2



рабочие концы
изогнуты по радиусу

М 317




рабочие концы
отогнуты на 40°

ЗАЖИМ ОКОНЧАТЫЙ
CHALAZION FORCEPS

М 390; М 390 Т

бранши плоские
размер окна 19,5x10 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss
T



ЗАЖИМ ОКОНЧАТЫЙ
CHALAZION FORCEPS

М 391; М 391 Т

бранши плоские
размер окна 22x12 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss
T



ЗАЖИМ ОКОНЧАТЫЙ
CHALAZION FORCEPS

М 392; М 392 Т

бранши плоские
размер окна 26x14 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss
T



ЗАЖИМ ОКОНЧАТЫЙ
CHALAZION FORCEPS

М 393; М 393 Т

бранши плоские
размер окна 10x10 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм

Ss
T

